

PREMIUM ORAL CARE

bite & white

# EX SENSE

-  
desensitizer

-  
Minimiert die  
Zahnempfindlichkeit, Cavex  
ExSense bietet dank der Zugabe  
von 2 % Hydroxylapatit eine  
dauerhafte Linderung bei  
schmerzempfindlichen Zähnen.

Kann vom Arzt sowohl in der Praxis  
als auch zu Hause von Patient\*innen  
verwendet werden.



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM ORAL CARE

-

bite & white

## EX SENSE

desensitizer

Empfindliche Zähne sind das Ergebnis geschädigter Zähne oder freiliegendem Dentin. Dieser wirksame Desensibilisator ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa, das alle europäischen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt in Europa erfüllt.

Cavex ExSense basiert auf 2 % Hydroxylapatit, das die Tubuli und Mikrorisse im Zahnschmelz mit einem hydrodispargierenden Sol abdichtet. Auf diese Weise werden empfindliche Bereiche vollständig versiegelt. Die Zugabe von 0,1 % Kaliumnitrat stellt auch die Mikrohärtigkeit der Zahnelemente wieder her.

### Anwendung

Der Desensibilisator verhindert jegliche Schmerzempfindlichkeit. Neben der vorbeugenden Wirkung bietet er eine sofortige und langfristige Linderung bei chronischer und akuter Schmerzempfindlichkeit der Zähne..

Das angenehm schmeckende Gel kann auf zwei Arten aufgetragen werden: Durch leichtes Einreiben mit dem Finger oder durch etwa zehnmütiges Tragen in einer Einlage. Aufgrund seiner einfachen Anwendung kann Cavex ExSense sowohl von Ärzt\*innen in der Praxis als auch von Patienten zu Hause verwendet werden.



### Eigenschaften

- Hydroxylapatit versiegelt die Tubuli und Mikrorisse
- Verhindert und reduziert die Schmerzempfindlichkeit von Zähnen
- Beschleunigt den Remineralisierungsprozess
- Angenehmer Minzgeschmack

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

ZYH005E.01